







2.7 Cal

0 Cal

0 ma

0 ma

0 ma

0.3 ma

150 ma

150 ma

510 ma

1.2 ma

15.3 ma

0.03 ma


169.2 mg

207.6 ma

0 ma







Radiflex™ 40mg Capsule: Fach box contains 30

0.09 Cal

0 Cal

0 mg

0 ma

0 ma

5 mg

0 ma

5 ma

17 mg

0.04 mg

0.51 ma

0.001 ma

5.64 mg

6.92 mg

0.01 mg

Amount Per Serving | Amount Per Box

delayed release (DR) capsules in Alu-Alu blister pack.

Radiant Nutraceuticals Ltd. (Herbal Division)

B-34 BSCIC Industrial Estate Tongi, Gazipur, Bangladesh

Packs:

Calories

Total Fat

Trans Fat

Sugars

Protein

Calcium

Sodium

Chloride

Potassium

TM = Trade Mark

RADĬANT

Iron

Cholesterol

Dietary Fiber

Calories from Fat

Total Carbohydrate

Saturated Fat

Nutritional Facts:

Nutritional Facts

Serving size: 1 capsule (40mg)

Serving per box: 30 capsules





undenatured collagen II

Presentation:

Radiflex[™] 40mg Capsule: Each delayed release (DR) capsule contains undenatured collagen II 40mg.

Description:

Undenatured collagen II derived from chicken sternum cartilage using a patented, low-temperature, nonenzymatic manufacturing process that preserves the natural triple helix molecular configuration and its biological activity. Undenatured collagen II has unique mechanism of action. Undenatured collagen II molecules contain active binding sites called epitopes which trigger the process of oral tolerization. Through oral tolerization process, active epitopes of undenatured collagen II interact with Pever's patches (lymphoid tissue) of small intestine to release collagen-specific regulatory T-cells. Collagen-specific regulatory T-cells then migrate to joint areas and prevent release of T-cells.

Preventing the release of T-cells prevent the secretion of collagenase enzymes by macrophages responsible for breakdown of collagen in joint cartilage. It also slows the production of inflammatory cytokines resulting in reduction of inflammation, halting the erosion of joint cartilage and promote cartilage rebuilding.

RadiflexTM supports joint function, mobility and flexibility and also improves knee extension by up to 10% for better range of motion. It also relieves joint pain due to strenuous exercise.

Indications and Usage:

Radiflex™ capsule is indicated for-

- Osteoarthritis
- Rheumatoid arthritis
- Joint pain & inflammation
- · Difficulties in flexibility & mobility
- · Joint discomfort & stiffness (knee extension)
- · Impaired joint function
- · Strenuous exercise & sports

Dosage and Administration:

Orally 1 capsule daily with water or as directed by the physician.

Contraindication:

Contraindicated in patients with known hypersensitivity to chicken or eaa.

Pregnancy and Lactation:

Lack of scientific evidence on the use of undenatured collagen II during pregnancy or lactation.

Side Effects:

Undenatured collagen II is generally well tolerated in recommended dose. Over dose may cause constipation and headache.

Drug Interactions:

None known

Storage:

Store in a cool and dry place, away from light & moisture. Keep out of reach of children.









রেডিফ্লেক্স™ ৪০মিগ্রা ক্যাপসুলঃ প্রতিটি ডিলেইড রিলিজ (ডিআর) ক্যাপসুলে আছে আনডিনেচার্ড কোলাজেন II ৪০মিগ্রা।

বিববণঃ

আনভিনেচার্ড কোলাজেন II মুরগির স্টার্নামের কার্টিলেজ থেকে উদ্ভুত, যা একটি পেটেন্টেড, নিমু তাপমাত্রায়, নন-এনজাইম্যাটিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুতকৃত। এই প্রক্রিয়াটি আনভিনেচার্ড কোলাজেন II এর স্বাভাবিক আনবিক ট্রিপল হেলিক্স কাঠামো এবং জৈবিক ক্রিয়াকে সমুনুত রাখে। আনভিনেচার্ড কোলাজেন II একটি অনন্য কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করে। আনভিনেচার্ড কোলাজেন II এর এপিটপ নামে একটি সক্রিয় বাইন্ডিং সাইট আছে যা ওরাল টলারাইজেশন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্তিত করে। ওরাল টলারাইজেশন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্তিত করে। ওরাল টলারাইজেশন প্রক্রিয়াকে ক্রান্তিত করে। ওরাল টলারাইজেশন প্রক্রিয়া ক্রা আনভিনেচার্ড কোলাজেন II এর সক্রিয় প্রপটপ গুলো ক্র্যান্তের পিয়ার'স প্যাচের (লসিকা কলা) সংস্পর্ণে এসে কোলাজেন সংবেদী T-রেগুলেটারী কোষের সংগ্রেষণ ঘটায়। কোলাজেন সংবেদী T-রেগুলেটারী কোষঙলো তথন অস্থিসন্ধিতে পৌছে T- কোষ এর সংশেষণকে প্রতিবোধ করে।

T- কোষ এর সংশ্রেষণ প্রতিরোধ হওয়ার কারনে ম্যাক্রোফেজেস এর মাধ্যমে কোলাজিনেস এনজাইম এর সংশ্লেষণ বন্ধ করে যা অস্থ্রিসন্ধির কার্টিলেজের ক্ষয় এর জন্য দায়ী। এটি প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাইটোকাইনগুলোর উৎপাদন বন্ধ করে প্রদাহ রোধ করে, অস্থ্রিসন্ধির কার্টিলেজ এর ক্ষয় রোধ করে এবং কার্টিলেজ এর পুনর্গঠনে সাহায্য করে। রেডিফ্লেক্স TM অস্থিসন্ধির কার্যক্ষমতা, গতিশীলতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধি করে। এটি হাঁটুর প্রসারণ ১০% বৃদ্ধি করে যা শারীরিক গতিশীলতার উন্নতি ঘটায়। এটি কঠোর ব্যায়ামের ফলে সৃষ্ট অস্থ্রিসন্ধির ব্যাথা দূর করতে সাহায্য করে।

নির্দেশনা ও ব্যবহারঃ

রেডিফ্লেক্স[™] ক্যাপসুল যে সকল রোগের ক্ষেত্রে নির্দেশিত

- অষ্টিওআর্থাইটিস
- রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিস
- অস্তিসন্ধির ব্যথা
- অস্থিসন্ধির নমনীয়তা ও গতিশীলতার অসুবিধায়
- অস্থিসন্ধির অস্বন্তি এবং সংকোচন-প্রসারণের অসুবিধায়
 (হাঁটু প্রসারণে অসুবিধা)
- অস্থিসন্ধির কার্যক্ষমতার উন্তিতে
- অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য ব্যায়াম এবং ক্রীডায়

সেবনবিধিঃ

প্রতিদিন একটি করে ক্যাপসুল পানির সাথে সেব্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অন্যায়ী নির্দেশিত।

প্রতিনির্দেশনাঃ

যে সকল রোগীর মুরগি অথবা ডিমের প্রতি অতি-সংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহারঃ

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার সম্পর্কিত কোন তথ্য জানা যায়নি।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াঃ

আন্ডিনেচার্ড কোলাজেন II নির্দেশিত মাত্রায় শরীরের জন্য নিরাপদ ও সহনশীল। অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মাথা ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে ক্রিয়াঃ

কোন তথ্য জানা নেই।

সংবক্ষণ

আলো এবং আর্দ্রতা থেকে দূরে, ঠাপ্তা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। সকল ওম্বধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখন।

সবববাহঃ

রেডিফ্লেক্স™ ৪০ মিগ্রা ক্যাপসুলঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৩০টি ডিলেইড রিলিজ (ডিআর) ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

পষ্টিগুন সম্পর্কিত তথ্যঃ

পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত তথ্য

প্রতি পরিবেশনে পরিমাণ: ১টি ক্যাপসূল (৪০মিগ্রা) প্রতি বাব্তে পরিমাণ: ৩০টি ক্যাপসূল

•	
প্রতি পরিবেশনে পরিমাণ	প্রতি বাক্সে পরিমাণ
০.০৯ ক্যাল	২.৭ ক্যাল
০ ক্যাল	০ ক্যাল
০ মিগ্ৰা	০ মিগ্ৰা
০ মিগ্ৰা	০ মিগ্ৰা
০ মিগ্ৰা	০ মিগ্ৰা
০.০১ মিগ্ৰা	০.৩ মিগ্ৰা
৫ মিগ্ৰা	১৫০ মিগ্ৰা
০ মিগ্ৰা	০ মিগ্ৰা
৫ মিগ্ৰা	১৫০ মিগ্ৰা
১৭ মিগ্রা	৫১০ মিগ্ৰা
০.০৪ মিগ্ৰা	১.২ মিগ্রা
০.৫১ মিগ্ৰা	১৫.৩ মিগ্ৰা
০.০০১ মিগ্ৰা	০.০৩ মিগ্ৰা
৫.৬৪ মিগ্রা	১৬৯.২ মিগ্রা
৬.৯২ মিগ্রা	২০৭.৬ মিগ্ৰা
	o.০৯ ক্যাল o ক্যাল o মিগ্রা o মিগ্রা o মিগ্রা o.০১ মিগ্রা d মিগ্রা o মিগ্রা d মিগ্রা c.০৪ মিগ্রা o.০৪ মিগ্রা o.০১ মিগ্রা o.০১ মিগ্রা o.০১ মিগ্রা o.০১ মিগ্রা

TM = টেডমার্ক





ন মোবাইলেব জ্ঞানাব ধক

প্রস্তুতকারক রেডিরেন্ট নিউট্রাসিউটিক্যাল্স লিমিটেড (হারবাল ডিভিশন) বি-৩৪, বিসিক শিল্প নগরী টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ